

腸道菌相 採檢流程

①



- ➔ 將採檢紙撕開，黏馬桶墊上。
- ➔ 將該次糞便直接上在採檢紙上。

②



- ➔ 撕開採檢組，將採檢紙從包裝中取出。

③



- ➔ 取出將採檢棒，以棉棒頭插取衛生紙上的糞便於不同位置共 10 次，直到覆蓋滿棉棒為止。

④



- ➔ 將採檢棒放入保存管中，從標示處折斷，並鎖緊。
(注意：保存液需保存，不可漏液)

⑤



- ➔ 將採檢紙於馬桶上撕開，直接沖入馬通內。

⑥



- ➔ 將採檢管貼及檢測單都貼上編號貼紙，並將採檢管放置封口袋中。

⑦



- ➔ 填寫檢測單及問卷。填寫完畢後，採檢管及檢測單一併冷藏寄至實驗室。